

2022年6月4日（土）13:30～14:00

会場：企業プレゼン会場

パシフィコ横浜 展示ホールA

第97回日本医療機器学会大会
メディカルショージャパン
企業プレゼンテーション
42枚



低温蒸気ホルムアルデヒド (LTSF) 滅菌について

- EOGの代替滅菌-
- 特化則の適用外-
- 第4世代ハイスピード型-

株式会社 ウドノ医機

学術部

第1種滅菌技師

栗原靖弘

神様さえいてくれれば他に何も要らないよ

滅菌の神様
なんて
存在しない



1つの滅菌法で
全ての滅菌物
(RMD)を
滅菌できる
そんな神様みたいな
滅菌方法は
存在しない



高温滅菌と
各種低温滅菌を
組み合わせて
使用する

滅菌保証のガイドライン2021

2000年初版

2010年改訂

2021年改訂



2005年改訂

2015年改訂

医療現場における 滅菌保証のガイドライン **2021**

Guideline for Sterility Assurance
in Healthcare Setting



一般社団法人日本医療機器学会

掲載されている5つの滅菌法

9. 蒸気滅菌

低温滅菌法

10. エチレンオキサイド

(EO) 滅菌

11. 過酸化水素ガスプラズマ滅菌

12. 過酸化水素ガス滅菌

13. 低温蒸気ホルムアルデヒド

(LTSF) 滅菌



LTSF言葉の定義は？

Low Temperature Steam and Formaldehyde sterilizer

低温蒸気

ホルムアルデヒド

滅菌器



European
Committee for
Standardization

2003年発行

EN14180:2017

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

EN 14180

July 2014



International
Organization for
Standardization

2009年発行

ISO25424:2018

INTERNATIONAL
STANDARD

ISO
25424

装置に要求される規格

バリデーション
日常管理の規格

俗称ではなく、規格で定められた正式名称

なんで今まで日本で
ホルムアルデヒドを使った
滅菌が使えなかつたの？



世界の滅菌法の歴史

2005年厚労省が
ホルムアルデヒドを
利用した滅菌を認める

1850年

1900年

1950年

2000年



高圧蒸気滅菌の発明1880年



Gross & Dixonが
酸化エチレンガス滅菌の
パテントを取得 (1937)

1966年英國Alderらによる
LTSF滅菌の文献が発行

Dr.Addyによる
低温ガスプラズマ滅菌の研究 (1989)

エチレンオキサイド滅菌の
特許取得1937年

低温蒸気ホルム
アルデヒド滅菌の発明
1966年

過酸化水素
滅菌の発売
1989年

142年

1

85年

3

56年

2

33年

滅菌器の所有台数（300床以上の施設）

報 告

医機学 Vol.88, No.1 (2018) (71)

滅菌保証に関する実態調査報告書5

小林寛伊 大久保 憲 新井晴代 水谷 光

施設あたりの所有滅菌器

平均±標準偏差

蒸気滅菌

2.6台 \pm 1.3

エチレンオキサイド滅菌

1.1台 \pm 0.7

過酸化水素プラズマ滅菌

1.0台 \pm 1.0

過酸化水素ガス滅菌

0.1台 \pm 0.4

低温蒸気ホルムアルデヒド滅菌

0.2台 \pm 0.5

5施設に1台の割合で設置

本学会でのLTSF滅菌の講演

第90回 日本医療機器学会大会
ランチョンセミナー3

国内で選択可能な 低温滅菌と LTSF滅菌の 位置付け

Low Temperature Steam and Formaldehyde
低温蒸気ホルムアルデヒド

■開催日時
2015年 5月30日[土]
12:10~13:00

■会 場
パシフィコ横浜 アネックスホール
第1会場
〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1
<http://www.pacifico.co.jp>

■学会参加費
当日参加/会員: 9,000円 非会員: 11,000円

*本会ランチョンセミナーは、入場券制(無料)となります。
配布場所/パシフィコ横浜 大会会場受付檻
※入場券は、当日開催分のみ配布いたします。
※入場券は、ランチョンセミナー開始後10分後に無効となります。



講 師
大久保 憲 先生
東京医療保健大学 医療保健学部
副学長 学部長 教授



座 長
安原 洋 先生
東京大学 高等精神科病院
子午部 部長 教授

2015年
滅菌保証のガイドライン2015
にLTSF滅菌器が掲載されたタイミングで低温滅菌における**LTSF滅菌の位置付け**について大久保先生よりご解説いただいた

LTSF滅菌って
なあに？



本学会でのLTSF滅菌の講演

2016年

第91回日本医療機器学会大会 ランチョンセミナー②

LTSF*滅菌に関する導入のメリットと今後の課題について

*低温蒸気ホルムアルデヒド (LTSF)
Low Temperature Steam and Formaldehyde

日 時
平成28年6月24日(金)
12:10~13:00

会 場
第2会場 12F 特別会議場
大阪国際会議場
(グランキューブ大阪)

座 長
南 正人 先生
大阪大学医学部附属病院
手術部 部長 病院教授

講 師
久保田 英雄 先生
東京医科歯科大学医学部附属病院
材料部 副部長



撤去



入替え



LTSF滅菌器を
EOG滅菌器と入れ替えて
設置した事例報告

本学会でのLTSF滅菌の講演

田
udono limited

第97回日本医療機器学会大会

ランチョンセミナー
3

ハイスピード型 LTSF(低温蒸気ホルムアルデヒド)滅菌器と 今後の低温滅菌の役割

日 時

2022年6月4日(土) 12:10~13:00

会 場

第1会場

パシフィコ横浜 アネックスホール

座 長



水谷 光 先生

社会医療法人愛仁会 千船病院
麻酔科主任部長・手術中材センター長

演 者



久保田 英雄 先生

東京医科歯科大学病院
材料部部長・講師

第4世代のLTSF滅菌器が登場

ハイスピード化
薬液は自動でセット
乾燥促進
BI・CIの周辺製品の充実



ボンベ式漏洩

2) 酸化エチレンガス (EOG) 事故

後日の調査で1人が3週間曝露、3人が2年以上曝露し、頭痛、四肢麻痺、脱力感、疲労の増加、記銘力障害、多弁の神経症状を示した



4月に屋外のボンベ配管より**EOGが噴出す**という事故が起きた。材料部の洗浄・滅菌室の吸気口がガスボンベ保管庫の真上にあるため、ガスが室内に取り込まれ、**職員12名が「急性EOG中毒」症状**で受診した。**労働基準監督署の指導を受けた。**さらに、**10月手術部でもEOG漏れ事故**が発生、以後 EOG滅菌は唯一材料部のみとなつた。警報システムを設置、マニュアルを整備した。また、感染制御部の活動により、院内のEOG依頼滅菌が制限された。



EOGには臭いの危険信号が無い

ヒトが感知できる：700 ppm

酸化エチレンガス

特化則管理濃度：1 ppm

臭いがしないガス

気がつかないで
吸い続けてしまう




**人間の鼻は警報器
にならない**

手術医療の実践ガイドライン2019

第8章 洗浄・消毒・滅菌

E.低温滅菌が必要で他に適切な滅菌法がない場合は
エチレンオキサイド滅菌を用いる



EOは
最後

低温滅菌の選択順序はプラズマ滅菌、過酸化水素
ガス滅菌、LTSF滅菌が優先され、エチレンオキサ
イド滅菌は最後の選択肢

滅菌保証のガイドライン2021

2000年初版

2010年改訂

2021年改訂



2005年改訂

2015年改訂

医療現場における 滅菌保証のガイドライン **2021**

Guideline for Sterility Assurance
in Healthcare Setting



一般社団法人日本医療機器学会

掲載されている5つの滅菌法

9. 蒸気滅菌

低温滅菌法

10. エチレンオキサイド

(EO) 滅菌

11. 過酸化水素ガスプラズマ滅菌

12. 過酸化水素ガス滅菌

13. 低温蒸気ホルムアルデヒド

(LTSF) 滅菌

蒸気滅菌の兄弟

低温蒸気ホルムアルデヒド
(LTSF) 滅菌

55~80°C


高温

高压蒸気滅菌
121~135°C



LTSF滅菌は高压蒸気滅菌の弟的存在

優秀な兄 高圧蒸気滅菌



大気圧を超える圧力を加え
蒸気温度が**135℃**まで上昇する



蒸気単独で、短時間で
芽胞を全て殺滅

出来の悪い弟 低温蒸気滅菌



約60°Cにて
沸騰して蒸気となる



温度が低い蒸気
では一部の芽胞が生き残る



ホルムアルデヒド () の
助けを借りることで
芽胞を全て殺滅できる

沸騰して蒸気になる温度

10,000m 60°C



高度が上がる（気圧が下がる）
と**沸騰する温度が低くなる。**
低温蒸気滅菌はこの特性を
利用しています

3,776m 87°C



8,850m 70°C



0 m 100°C

ホルムアルデヒドがないと滅菌できません




FIG. 3. Survival of *B. stearothermophilus* spores at 85° to 90°C. in hot water, steam, and steam with formaldehyde.




LTSF滅菌の滅菌サイクル ハイスピード型は2時間程度*

60° C-工程時間 約190分(3時間10分)*

*通常積載量

(脱気+滅菌剤注入) (滅菌保持) (蒸気パルス) (乾燥/空気置換)




コンディショニング

ホルムアルデヒドは
蒸気の中を浮遊している



5.3kPaでは気体の状態




21.5kPa

コンディショニング



5.3kPa

蒸気化
(气体)




凝縮
(液体)

コンディショ
ニング

21.5kPa



5.3kPa



蒸気化
(気体)





凝縮
(液体)



滅菌

21.5kPa



芽胞
形成菌
殺滅

スチーム
ウォッショ

蒸気で洗い流す



疑似滅菌物は全て残留限界値を下回った

(72)医機学 Vo.86, No.2(2016)

② LTSF滅菌による被滅菌物へのホルムアルデヒド残留性の検討

久保田英雄、岡林紀恵、橋本素乃、只木香織（東京医科歯科大学医学部附属病院）

【方法】

EN14180で定義された5種類の疑似滅菌物を、滅菌装置最大積載重量10kgまで積載し、60°CのLTSF工程を行った。滅菌工程完了後、疑似滅菌物に残留ホルムアルデヒド量をJIS L1041に準じた一般的な抽出方法で測定し、限界値以下になっているかを検証した。



【結果】

疑似滅菌物は5種類とも残留限界値を下回った。また、作業環境の気中濃度もガイドライン値を大きく下回り、**被滅菌物の残留濃度、作業環境の気中濃度ともに、ガイドラインを満たしていることが確認された。** 26

EOGは特化則適用、LTSFは特化則適用外

- 2008年3月26日 厚労省事務連絡

運転時

「密閉方式のホルムアルデヒドガス滅菌器などに関する特定化学物質障害予防規則（特化則）の適用について」において
特化則の適用から除外

- 2008年11月19日 基安発1119002号

薬液補充時

「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令の施行に係る留意点について」においてホルムアルデヒド製剤の取扱いが短時間、低頻度であり、気中濃度が著しく低い場合には、**作業環境測定の対象とはならない**


乾燥工程後に
空気を入れ替えて完了



乾燥/
エアレーション

LTSF滅菌器56年間の世代進化

第1世代のLTSF滅菌装置



35%濃縮液

第3世代のLTSF滅菌装置



2%希釀液

第3世代のLTSF滅菌における課題



Infection Control Vol.26 No.4(2017)

2017年

深柄先生：

今後のさらなる改良点として、**ホルマリンバッグのセットの簡便性、滅菌時間の短縮、乾燥状態の改善、日常管理製品の充実**を望みます。



2020年

第4世代のLTSF滅菌器の開発

薬液は自動でセット
ハイスピード化
乾燥促進
BI・CIの周辺製品の充実

薬液の自動セット化、ハイスピード化および乾燥促進



▶ ハイスピード真空ポンプ




ハイスピード化

2000年 第3世代



60°C滅菌
運転時間約3時間30分*
BI判定8時間



2020年第4世代



60°C滅菌
運転時間約2時間30分*
BI判定2時間

*(ほぼフル積載の場合)

BI・CIの周辺製品の充実

CI

包装外部用タイプ^①



包装内部用タイプ^④



PCD



BI

2時間判定BI




【運用例】

運転2時間30分 + 2時間判定BI

■運用モデル



1日3回の運転が可能となった



何が滅菌できるの？

7.5.4 材料への影響

ホルムアルデヒド滅菌法は、大気圧より低い圧力及び48～80℃の範囲で行われる。ホルムアルデヒド滅菌法は高圧蒸気滅菌に比べるかに低い温度で作用するため、熱によって変質しやすい蒸気滅菌に不向きな器材が滅菌対象とされ、その**滅菌適用範囲はエチレンオキサイド滅菌法とほぼ同じ**といわれており、軟性内視鏡、硬性内視鏡、膀胱鏡、気管支鏡、消化器内視鏡、非耐熱性の手術器具、プラスチック類、チューブ類など耐真空性及び耐湿性を有する器具が対象となる。



305ページに掲載

EOG滅菌器 ≠ LTSF滅菌器

耐真空性と耐湿性は注意

旧ガイドライン2015



- 滅菌バッグ
- 不織布製ラップ材



- 滅菌コンテナ
滅菌性能に問題はない
残留性で適用外

高压蒸気滅菌用、EOG滅菌用が利用可能

新ガイドライン2021



- ・滅菌バッグ
- ・不織布製ラップ材



高圧蒸気滅菌用、EOG滅菌用が利用可能

滅菌コンテナを使用する場合は
使用するコンテナの仕様を十分
確認し、PQにおける検証を
行った上で使用の可否を決定す
る必要がある

ガイドライン2021 183ページ

PQにおける検証後
病院独自に判断する



LTSF滅菌器は現在2機種が販売されている

低温蒸気 ホルムアルデヒド (LTSF) 滅菌器 専用器



蒸気滅菌兼用 低温蒸気 ホルムアルデヒド (LTSF) 滅菌器



医療現場の滅菌 改訂第5版より写真を引用

専用器、兼用器 選択の目安



深柄先生（東京大学）：

当院では高圧蒸気滅菌器は十分足りていきましたのでLTSF滅菌の**専用器**を採用しました。

久保田先生（東京医科歯科大学）：

高圧蒸気滅菌器が5台稼働していて充足していることから、**LTSF滅菌の専用器**を採用しました。

高圧蒸気滅菌器が足りている
LTSF滅菌の専用器



高圧蒸気滅菌器が不足している
蒸気 + LTSF滅菌の兼用器



今回LTSF滅菌器の製品選択肢が広がりました。

第4世代 ハイスピード型LTSF滅菌器




FAST
ハイスピード



40 % speed increase

HIGH
PENETRABILITY
高浸透性



3m length × Ø0.5mm

SAFE
安全



only 2 % formaldehyde

本日のまとめ

ハイスピード型LTSF滅菌器は
-EOGの代替滅菌-
-特化則の適用外-
-1日に3回の効率的運用が可能-



低温滅菌器更新の際に1つの
有力な選択肢となり得る

弊社ブースに実機が展示してございます。
詳細は実機の前で解説いたします。

ご清聴
ありがとうございました

